

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón/Rata Cd31/Pecam1 Conjugado Con Pe/Cianina7 Para Citometría De Flujo - Q08481

Número de artículo: CM0005026

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón/rata CD31 (PECAM1) conjugado con PE/Cianina7 para citometría de flujo. Se dirige a la migración transendotelial de leucocitos y a la adhesión celular. Validado para investigación en biología vascular e inflamación, con reactividad cruzada a ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE/Cianina7 Conejo anti-Ratón/Rata CD31/PECAM1 mAb
Observaciones/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	5175
ID de Gen	18613
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-220 del CD31 de ratón (NP_001292086.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08481
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo