

Mab De Conejo Anti-Igd De Pnh Conjugado Con Pe/Cyanine7 - Igd De Macaco Cangrejero

Número de artículo: CM0010215

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE/Cyanine7 contra IgD de primates no humanos, validado para citometría de flujo en muestras de macaco cangrejero y macaco Rhesus. Ideal para estudios inmunológicos y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgD de PNH conjugado con PE/Cyanine7
Especie	Macaco cangrejero
Inmunógeno	Proteína recombinante de la cadena pesada delta de inmunoglobulina de macaco cangrejero
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Macaco cangrejero, Rhesus
Envío	Bolsa de hielo