

Anticuerpo Monoclonal De Rata Pe/Cianina7 Anti-Cd3 De Ratón Para Citometría De Flujo - P04235 / P22646

Número de artículo: CM0005399

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con PE/Cianina7 dirigido a la CD3 de ratón para citometría de flujo. Reconoce las cadenas delta y epsilon de CD3, validado para muestras de ratón. Ideal para estudios de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE/Cianina7 de rata anti-CD3 de ratón
Observaciones/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Especie	Ratón
GenID (Humano)	916/915
GenID	12500/12501
Inmunógeno	Péptido sintético derivado de CD3 de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P04235/P22646
Peso de la proteína	19kDa/21kDa
Envío	Bolsa de hielo