


Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Mhc De Clase Ii (I-A/I-E) De Ratón Conjugado Con Pe/Cyanine7 Para Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0009877



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con PE/Cyanine7 dirigido contra el MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón, validado para citometría de flujo. Presenta reactividad cruzada con ratón; ideal para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón conjugado con PE/Cyanine7
Observaciones/Sinónimos	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Especie	Ratón
ID del gen	14969/14961/381091/14960
Inmunógeno	Proteína recombinante del MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón
Fuente	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso de la proteína	30kDa/32kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo