

Anticuerpo Monoclonal Percp Anti-Cd34 Para Citometría De Flujo - P28906

Número de artículo: CM0009888

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP dirigido a CD34 humana, validado para citometría de flujo. Reconocer el antígeno de células progenitoras hematopoyéticas; adecuado para investigación en células madre y células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PerCP Rabbit anti-Human CD34 mAb
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	947
GeneID	947
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-290 de la CD34 humana (NP_001020280.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P28906
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo