

Anticuerpo Monoclonal Anti-Foxp3 Conjugado Con Percp Para Citometría De Flujo (Intracelular) - Q9Bzs1

Número de artículo: CM0007769



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP dirigido contra FOXP3 humano/ratón/mono, validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para investigación de células T reguladoras, estudios de tolerancia inmunológica. Reacciona con humano, ratón, cynomolgus. ~47 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal PerCP Conejo anti-Humano/Ratón/Mono FOXP3
Observaciones/Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Especie	Humano
GeneID	50943
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del FOXP3 humano (NP_054728.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Cynomolgus
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo