

Anticuerpo Monoclonal Percp Anti-Cd45 De Ratón (Ptprc) Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0004486

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP dirigido al CD45 de ratón (Ptprc) para citometría de flujo (FC). Validado en ratón, detecta isoformas de 130-144 kDa. Ideal para el perfilado de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PerCP Conejo anti-CD45 de Ratón mAb
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo