

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 De Ratón Conjugado Con Percp Para Citometría De Flujo (Fc) - P06332

Número de artículo: CM0010056

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD4 de ratón conjugado con PerCP, validado para citometría de flujo (FC). Se dirige a la glicoproteína de superficie de las células T CD4 (SWISS P06332), ideal para estudios de la respuesta inmunitaria y el análisis de células T auxiliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcMo de conejo anti-CD4 de ratón conjugado con PerCP
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
ID génico (humano)	920
ID génico	12504
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 de CD4 de ratón (NP_038516.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo