

Anticuerpo Monoclonal Percp De Ratón Anti-Cd3 Humano Para Fc - P07766

Número de artículo: CM0012370



Introducción

Anticuerpo monoclonal PerCP de ratón anti-CD3 humano, para citometría de flujo, dirigido contra la cadena épsilon de CD3 en linfocitos T. Ideal para inmunofenotipado de linfocitos T y investigación en inmunidad adaptativa. - P07766

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PerCP de ratón anti-CD3 humano
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
GeneID (Humano)	916
GeneID	916
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo