

Control Isotipo Percp Igg 2A De Ratón - Control Isotipo

Número de artículo: CM0010775

Introducción

Anticuerpo monoclonal de control isotipo de alta calidad conjugado con PerCP, IgG 2a de ratón, para citometría de flujo. Ideal para la evaluación de unión inespecífica y el establecimiento de puertas precisas en ensayos de FC. Materia prima IVD confiable de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Control isotipo PerCP IgG 2a de ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Envío	Bolsa de hielo