

Control De Isotipo Igg 2A De Ratón Percp

Número de artículo: CM0012532

Introducción

Anticuerpo monoclonal de control de isotipo IgG2a de ratón conjugado con PerCP para citometría de flujo. Procedente de ratón, este reactivo sirve como control negativo para evaluar la unión inespecífica en ensayos de citometría de flujo, garantizando una interpretación precisa de los datos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Control de isotipo IgG 2a de ratón PerCP
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Envío	Bolsa de hielo