

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Humano/Mono Conjugado Con Percp Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0008052



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP que reconoce el CD4 humano/cynomolgus (T4/Leu-3), validado para citometría de flujo. Ideal para la identificación de células T colaboradoras, estudios del receptor del VIH y perfilado inmunológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-CD4 Humano/Mono conjugado con PerCP
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo