


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/De Mono, Conjugado Con Percp, Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0008816



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP dirigido contra CD45 humano (P08575). Validado para citometría de flujo en muestras humanas y de macaco cangrejero. Ideal para inmunofenotipificación, investigación de células T y perfilado inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45 humano/de mono, conjugado con PerCP
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 de CD45 humano (P08575).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P08575
Peso de la proteína	131 kDa/136 kDa/141 kDa/143 kDa/147 kDa
Envío	Bolsa de hielo