


Mab De Conejo Anti-Cd8A Humano/De Mono Conjugado Con Percp - P01732

Número de artículo: CM0008997



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD8a humano/de mono conjugado con PerCP para citometría de flujo (FC). Reconoce la cadena alfa de CD8 (P01732), validado para muestras humanas y de mono cynomolgus. Ideal para la investigación inmunológica y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8a humano/de mono conjugado con PerCP
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Especie	Humano
GeneID (humano)	925
GeneID	925
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 de CD8A humano (NP_001759.3).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, cynomolgus
SWISS	P01732
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo