


Anticuerpo Monoclonal Percp De Conejo Anti-Ratón Cd209B/Dc-Sigr1 Para Fc - Q8Cj91

Número de artículo: CM0008145



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP frente a CD209b/DC-SIGNR1 (SIGNR1) de ratón, validado para citometría de flujo. Reacciona con ratón. Ideal para estudios de receptores patógenos y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PerCP de conejo anti-ratón CD209b/DC-SIGNR1
Observaciones/Alias	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	30835
GeneID	69165
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8CJ91
Peso de la proteína	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
Envío	Bolsa de hielo