

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 De Ratón Conjugado Con Percp Para Fc - P15379

Número de artículo: CM0005760



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP contra CD44 de ratón (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validado para citometría de flujo, adecuado para estudios de homing, adhesión y activación de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD44 de ratón conjugado con PerCP
Observaciones/Alias	Ly-24, Pgp-1, HERMES
Especie	Ratón
ID de Gen (Ratón)	12505
ID de Gen (Humano)	960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso Proteico	86 kDa/81 kDa/76 kDa/72 kDa
Envío	Bolsa de hielo