


Anticuerpo Monoclonal Percp De Conejo Anti-Cd8A De Ratón Para Citometría De Flujo - P01731

Número de artículo: CM0011714



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP contra CD8a de ratón (Lyt-2) para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón, reconoce el coreceptor de células T involucrado en la interacción con MHC de clase I y la activación de CTL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PerCP de conejo anti-CD8a de ratón
Observaciones/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	925
GeneID	12525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-196 de CD8a de ratón (NP_001074579.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01731
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo