

Control De Isotipo Igg De Conejo Conjugado Con Percp

Número de artículo: CM0010963

Introducción

Anticuerpo monoclonal de control de isotipo IgG de conejo conjugado con PerCP, diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Este anticuerpo derivado de conejo sirve como control negativo esencial para evaluar la unión inespecífica, garantizando una selección de poblaciones y una interpretación de datos precisas en ensayos inmunológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Control de isotipo IgG de conejo conjugado con PerCP
Inmunógeno	Péptido sintetizado derivado del control de isotipo IgG de conejo
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Envío	Bolsa de hielo