

Anticuerpo Monoclonal Percp/Cyanina5.5 Anti-Cd11C De Ratón Para Fc - Q9Qxh4

Número de artículo: CM0011078

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-CD11c de ratón conjugado con PerCP/Cyanina5.5 (clon N418, hámster armenio) para citometría de flujo. Validado en ratón. Uso en investigación para estudios de respuesta inflamatoria y adhesión de monocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PerCP/Cianina5.5 anti-CD11c de ratón
Observaciones/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3687
GeneID	16411
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD11c de ratón
Origen	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9QXH4
Peso de la proteína	129kDa
Envío	Bolsa de hielo