

Anticuerpo Monoclonal Anti-Mouse Cd25 Conjugado Con Percp/Cianina5.5 Para Citometría De Flujo - P01590

Número de artículo: CM0008070

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-mouse CD25 conjugado con PerCP/Cianina5.5 de alta calidad para citometría de flujo. Reconoce específicamente el CD25 de ratón (receptor alfa de IL-2) con reactividad cruzada a ratón. Ideal para la investigación de tolerancia inmunológica y células Treg.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PerCP/Cianina5.5 Conejo anti-Mouse CD25 mAb
Observaciones/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3559
GeneID	16184
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-236 del CD25 de ratón (NP_032393.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01590
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo