

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd69 De Ratón Percp/Cyanine5.5 Para Citometría De Flujo - P37217

Número de artículo: CM0011666

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cyanine5.5 contra CD69 de ratón. Adecuado para la detección mediante citometría de flujo de células inmunitarias activadas. Reconoce una glicoproteína transmembrana de aproximadamente 22 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD69 de ratón PerCP/Cyanine5.5
Observaciones/alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	969
GeneID (ratón)	12515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-199 de CD69 de ratón (NP_001028294.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P37217
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo