

Anticuerpo Monoclonal Percp/Cianina5.5 De Ratón Anti-Cd3 Humano Para Fc - P07766

Número de artículo: CM0008046



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con PerCP/Cianina5.5 dirigido a la epsilon de CD3 humano (CD3E) para citometría de flujo. Reconoce el complejo TCR-CD3 en linfocitos T, validado para muestras humanas. Adecuado para inmunofenotipificación y aplicaciones de investigación en células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PerCP/Cianina5.5 de ratón anti-CD3 humano
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	916
ID del gen	916
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3 humano.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo