

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 Humano Conjugado Con Percp/Cyanine5.5 Para Citometría De Flujo - P26842

Número de artículo: CM0009253



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cyanine5.5 dirigido contra el CD27 humano, un receptor coestimulador en células T, células NK y células B. Validado para citometría de flujo, adecuado para inmunofenotipado e investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD27 humano conjugado con PerCP/Cyanine5.5
Observaciones/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	939
ID del gen	939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-192 del CD27 humano (NP_001233.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo