

Anticuerpo Monoclonal Percp/Cyanina5.5 De Conejo Anti- Cd31/Pecam1 Humano Para Fc - Q08481

Número de artículo: CM0004654

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cyanina5.5 dirigido contra CD31/PECAM1 humano para citometría de flujo. Adecuado para detectar CD31 en células endoteliales, plaquetas y leucocitos en muestras humanas. SWISS Q08481, peso molecular 83kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PerCP/Cyanina5.5 de conejo anti-CD31/PECAM1 humano
Notas/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5175
GeneID	5175
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-601 de CD31/PECAM1 humano (NP_000433.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q08481
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo