

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd56/Ncam1 Conjugado Con Percp/Cianina5.5 Para Fc - P13591

Número de artículo: CM0011686



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD56/NCAM1 humano, conjugado con PerCP/Cianina5.5, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión celular neural, el crecimiento de neuritas y las interacciones de receptores virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PerCP/Cianina5.5 mAb de Conejo anti-Humano CD56/NCAM1
Observaciones/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4684
ID de Gen	4684
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-413 del CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95 kDa
Envío	Bolsa de hielo