

Anticuerpo Monoclonal Percp/Cianina5.5 De Conejo Anti-Cd62L/L-Selectina Humana Para Fc - P14151

Número de artículo: CM0011411



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cianina5.5 dirigido contra CD62L/L-selectina humana (P14151). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo es ideal para estudiar los mecanismos de adhesión y migración linfocitaria en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PerCP/Cianina5.5 de conejo anti-CD62L/L-selectina humana
Observaciones/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	6402
GeneID	6402
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-332 de CD62L/L-selectina humana (NP_000646.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P14151
Peso molecular	42kDa/43kDa
Envío	Bolsa de hielo