

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd94 Humano Conjugado Con Percp/Cyanine5.5 Para Citometría De Flujo - Q13241

Número de artículo: CM0010973



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cyanine5.5 dirigido contra CD94 humano (KLRD1, receptor de células NK). Diseñado para la citometría de flujo con el fin de detectar CD94 humano con alta especificidad. Ideal para la caracterización inmunológica, la investigación de células NK y el estudio de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-CD94 humano conjugado con PerCP/Cyanine5.5                                                                                            |
| Observaciones/alias | CD94                                                                                                                                                     |
| Especie             | Humana                                                                                                                                                   |
| GeneID (humano)     | 3824                                                                                                                                                     |
| GeneID              | 3824                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-179 de CD94 humano. (NP_002253.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                 |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q13241                                                                                                                                                   |
| Peso de la proteína | 21 kDa                                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                           |