

Mab Percp/Cyanina5.5 De Conejo Anti-Cd19 Humano/Mono - Anticuerpo Monoclonal Contra Cd19

Número de artículo: CM0010835

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cianina5.5 contra CD19 humano y de mono, validado para citometría de flujo. Detecta CD19 (63 kDa) en linfocitos B. Ideal para investigación en inmunooncología y linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PerCP/Cianina5.5 Conejo anti-Humano/Mono CD19 mAb
Observaciones/Alias	CD19
Especie	Mono
ID del gen (Humano)	930
ID del gen	102145514
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-292 de la CD19 de mono.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgo
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo