


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 Humano/Mono Conjugado Con Percp/Cyanine5.5 Para Citometría De Flujo - P28907

Número de artículo: CM0008525



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cyanine5.5 dirigido contra CD38 humano y de mono cinomolgo (SWISS: P28907).

Adecuado para citometría de flujo, se une al dominio extracelular. CD38 es una enzima y receptor multifuncional involucrado en la señalización de calcio y la activación de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD38 Humano/Mono conjugado con PerCP/Cyanine5.5
Observaciones/Alías	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	952
ID del Gen	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (NP_001766.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso Proteico	14kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo