

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/Mono Conjugado Con Percp/Cyanine5.5 Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0012354



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cyanine5.5 dirigido contra CD45 humano/mono (PTPRC, LCA). Validado para citometría de flujo, adecuado para inmunofenotipado de leucocitos y estudios de activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD45 Humano/Mono PerCP/Cyanine5.5
Observaciones/Alíase	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5788
GenelD	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envío	Bolsa de hielo