


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd8A Conjugado Con Percp/Cianina5.5 Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0009894



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cianina5.5 contra CD8a humano/mono para citometría de flujo. Ideal para estudios de respuesta inmune, análisis de la función de CTL e identificación de subpoblaciones de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mAb de Conejo anti-Humano/Mono CD8a con PerCP/Cianina5.5
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Especie	Humano
GenelD (Humano)	925
GenelD	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 22-182 del CD8A humano (NP_001759.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus, Rhesus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo