

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Pd-1/Cd279 Conjugado Con Percp/Cianina5.5 Para Citometría De Flujo - Q15116

Número de artículo: CM0011565



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cianina5.5 contra PD-1/CD279 humano y de cinomolgus (UniProt Q15116), validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación de puntos de control inmunitario, estudios de inmunoterapia contra el cáncer y análisis de agotamiento de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano/Mono PD-1/CD279 PerCP/Cianina5.5
Observaciones/Alíase	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5133
ID de Gen	5133
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-168 del PD-1/CD279 humano (NP_005009.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Peso Proteico	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo