


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd127/Il-7Rα De Ratón Conjugado Con Percp/Cyanine5.5 Para Fc - P16872

Número de artículo: CM0008974



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD127/IL-7Rα de ratón conjugado con PerCP/Cyanine5.5, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudiar la señalización del receptor de IL-7 y el desarrollo de linfocitos en la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD127/IL-7Rα de ratón conjugado con PerCP/Cyanine5.5
Observaciones/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3575
ID del gen (ratón)	16197
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-239 de CD127/IL-7Rα de ratón (NP_612564.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P16872
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo