

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd19 Conjugado Con Percp/Cianina5.5 Para Citometría De Flujo (Fc) - P25918

Número de artículo: CM0012226

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cianina5.5 dirigido al CD19 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la función del correceptor del receptor de células B y la diferenciación de células B en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PerCP/Cianina5.5 mAb de conejo anti-ratón CD19
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	930
ID de gen	12478
Inmunógeno	Proteína recombinante del CD19 de ratón.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P25918
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo