

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 De Ratón Conjugado Con Percp/Cyanine5.5 Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0012175

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cyanine5.5 dirigido contra CD4 de ratón (L3T4/Ly-4). Validado para citometría de flujo, ideal para inmunofenotipificación y estudios de células T colaboradoras en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 de ratón conjugado con PerCP/Cyanine5.5
Observaciones/alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	920
ID del gen (ratón)	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 de CD4 de ratón (NP_038516.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo