

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd44 De Ratón Conjugado Con Percp/Cyanine5.5 Para Fc - P15379

Número de artículo: CM0008772



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cyanine5.5 contra CD44 de ratón (Ly-24, Pgp-1, HERMES) para citometría de flujo (FC). Validado en ratón, adecuado para inmunofenotipificación e investigación de la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD44 de ratón conjugado con PerCP/Cyanine5.5
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
GeneID (humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 de CD44 de ratón (NP_033981.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso molecular de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo