

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd68 Conjugado Con Percp/Cianina5.5 Para Citometría De Flujo - P31996

Número de artículo: CM0011332

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cianina5.5 contra el CD68 de ratón (macrosialina, Lamp4, gp110, Scard1). Validado para citometría de flujo y citometría de flujo intracelular. Adecuado para la investigación de macrófagos y células dendríticas, incluidos los estudios de fagocitosis y tráfico celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PerCP/Cianina5.5 Conejo anti-Ratón CD68 mAb
Observaciones/Alias	Lamp4, gp110, Scard1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	968
GeneID	12514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-291 del CD68 de ratón (NP_001277987.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31996
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo