

Control De Isotipo De Igg De Conejo Percp/Cianina5.5 - Anticuerpo Monoclonal

Número de artículo: CM0011203

Introducción

Control de isotipo de IgG de conejo conjugado con PerCP/Cianina5.5, anticuerpo monoclonal para citometría de flujo. Se usa como control negativo esencial para evaluar la unión inespecífica y establecer estrategias de selección de eventos en experimentos de CF. Suministrado por CamelBio para necesidades de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Control de isotipo de IgG de conejo PerCP/Cianina5.5
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintetizado derivado del control de isotipo de IgG de conejo
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Envío	Bolsa de hielo