

## Anticuerpo Monoclonal De Rata Anti-Cd45R/B220 De Ratón Conjugado Con Percp/Cyanina5.5 Para Fc - P06800

Número de artículo: CM0011039

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con PerCP/Cyanina5.5 dirigido contra CD45R/B220 de ratón para citometría de flujo. CD45R/B220, una proteína tirosina fosfatasa C de tipo receptor, es un regulador clave de la activación de células T y el desarrollo de linfocitos. Ideal para inmunofenotipado de ratón.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Ac mAb de Rata anti-CD45R/B220 de Ratón conjugado con PerCP/Cyanina5.5 |
| Observaciones/Alias           | loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4                        |
| Especie                       | Ratón                                                                  |
| GeneID (Humano)               | 5788                                                                   |
| GeneID                        | 19264/5788                                                             |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante de CD45R/B220 de ratón                           |
| Origen                        | Rata                                                                   |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                               |
| Aplicación                    | FC                                                                     |
| Reactividad Cruzada           | Ratón                                                                  |
| SWISS                         | P06800                                                                 |
| Peso Molecular de la Proteína | 130kDa/140kDa/144kDa                                                   |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                         |