


Anticuerpo Monoclonal Percp/Cyanina5.5 De Rata Anti-Mhc Clase Ii (I-A/I-E) De Ratón Para Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0012159



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con PerCP/Cyanina5.5 contra MHC Clase II I-A/I-E de ratón para citometría de flujo. Detecta cadenas del antígeno de histocompatibilidad H-2 de clase II; peso proteico de 26-32 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PerCP/Cyanina5.5 de rata anti-MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón
Notas/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Especie	Ratón
ID del gen	14969/14961/381091/14960
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante de MHC Clase II (I-A/I-E) de ratón.
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Peso proteico	26 kDa/30 kDa/32 kDa
Envío	Bolsa de hielo