

Mab De Conejo Contra Perilipina-2 - Q99541

Número de artículo: CM0003647

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra Perilipina-2 humana (ADFP/ADRP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación de gotas lipídicas y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Perilipina-2
Observaciones/Alias	ADFP; ADRP; Perilipina-2
Especie	Humana
GeneID	123
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 88-437 de la Perilipina-2 humana (NP_001113.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q99541
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo