

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Perilipina-2 Para Wb, Elisa - Q99541

Número de artículo: CM0005161

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Perilipina-2 humana (ADRP/ADFP), apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de gotas lipídicas y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Perilipina-2
Observaciones/Alias	ADFP; ADRP; Perilipina-2
Especie	Humana
GeneID (Humano)	123
GeneID	123
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de la perilipina-2 humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99541
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo