

Anticuerpo Policlonal Perk Conejo Para If/Icc, Elisa - Q9Nzj5

Número de artículo: CM0024335



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PERK/EIF2AK3 humano, validado para IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Reconoce la quinasa sensor de estrés del RE involucrada en la respuesta a proteínas mal plegadas y la fosforilación de eIF2 α . Ideal para investigación en cáncer, metabolismo y estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PERK Conejo pAb
Observaciones/Alias	PEK; WRS; PERK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9451
GeneID	9451
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-600 de PERK humano (NP_004827.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NZJ5
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo