


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Pfdn4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqp4

Número de artículo: CM0023277



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PFDN4 validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido contra la proteína chaperona subunidad 4 de prefoldina, adecuado para estudios de plegamiento de proteínas y chaperoninas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PFDN4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C1, PFD4, PFDN4
Especie	Humano
ID de gen	5203
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-134 de la PFDN4 humana (NP_002614.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQP4
Peso molecular de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo