

Anticuerpo Policlonal De Conejo Pfkfb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60825

Número de artículo: CM0025596



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PFKFB2 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación de la glucólisis en tejido cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFKFB2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PFK-2/FBPasa-2; PFKFB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5208
GeneID	5208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 446-505 de PFKFB2 humano (NP_006203.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60825
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo