


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Pfkfb3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Número de artículo: CM0006089



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PFKFB3 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con la PFKFB3 humana y de ratón (60 kDa), un regulador clave de la glucólisis. Ideal para investigación en metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra PFKFB3
Notas/Alias	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5209
ID del gen	5209
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16875
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo