

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Pgk1 Para Wb, Elisa - P00558

Número de artículo: CM0002571



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra PGK1 humano (Fosfoglicerato quinasa 1), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de glucólisis, función mitocondrial y motilidad espermática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGK1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5230
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00558
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo