

## Pab De Conejo Pgm1 Para Wb, Elisa - P36871

Número de artículo: CM0028413



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la fosfoglucomutasa-1 humana (PGM1). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo de la glucosa y enfermedades por almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo PGM1                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | CDG1T; GSD14; PGM1                                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID del gen (Humano) | 5236                                                                                                                               |
| ID del gen          | 5236                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la PGM1 humana (NP_002624.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P36871                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 61kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |