

Mab De Conejo Anti-Phd3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Número de artículo: CM0003927

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PHD3 de alta calidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano y ratón. Herramienta esencial para investigación sobre hipoxia, cáncer y ferroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PHD3
Observaciones/Alias	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	112399
GeneID	112399
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de PHD3 humano (NP_071356.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H6Z9
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo