

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Phf21A Para Wb Y Elisa - Q96Bd5

Número de artículo: CM0025241



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PHF21A validado para Western blot y ELISA. Detecta PHF21A de humano, ratón y rata, un componente correpressor BHC involucrado en la represión de genes neuronales y la modificación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PHF21A Rabbit pAb
Notas / Alias	BHC80; NEDMS; BM-006; IDDBCS; PHF21A
Especie	Humano
ID del gen	51317
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 461-680 de PHF21A humano (NP_001095272.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96BD5
Peso molecular de la proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo